

# TERMOMETRI

Cod. 02.3670.57

TERMOMETRO -10+150°C CONO 12 LIQUIDO ECOLOGICO GAMBO MM 100



## Descrizione

Termometri a liquido ecologico con cono a smerigliatura normalizzata cono NS 14/23.

Scala interna in vetro opale, con graduazione ed iscrizioni di colore nero.

Parte superiore arrotondata e levigata. Calibrati per immersione parziale. Gambo Ø superiore 10,5-11,5 mm, inferiore 7-8 mm.

## Dati Tecnici

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Temperatura (° C)    | -10÷+150 |
| Divisione            | 1/1      |
| Lunghezza gambo (mm) | 100      |

## Varianti

| Codice     | Prodotto   | Temperatura (° C) |
|------------|------------|-------------------|
| 02.3650.57 | TERMOMETRI | -10÷+50           |
| 02.3670.57 | TERMOMETRI | -10÷+150          |
| 02.3690.57 | TERMOMETRI | -10÷+250          |