

TERMOMETRI

Cod. 02.3690.57

TERMOMETRO -10+250°C CONO 12 LIQUIDO ECOLOGICO GAMBO MM 100



Descrizione

Termometri a liquido ecologico con cono a smerigliatura normalizzata cono NS 14/23.

Scala interna in vetro opale, con graduazione ed iscrizioni di colore nero.

Parte superiore arrotondata e levigata. Calibrati per immersione parziale. Gambo Ø superiore 10,5-11,5 mm, inferiore 7-8 mm.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10÷+250
Divisione	1/1
Lunghezza gambo (mm)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)
02.3650.57	TERMOMETRI	-10÷+50
02.3670.57	TERMOMETRI	-10÷+150
02.3690.57	TERMOMETRI	-10÷+250