



TERMOMETRI

Cod. 02.3810.75

TERMOMETRI INDUSTRIALI LIQUIDO ECOLOGICO 0÷+100°C GAMBO MM 300

Descrizione

Termometri industriali a scala larga in vetro bianco semiopaco con graduazione ed iscrizione di colore nero. Chiusura in sughero, rotonda.

Riempimento a liquido ecologico, capillare di misura prismatico, giallo.

Dimensione corpo Ø mm 20, lunghezza mm 235, gambo Ø mm 8.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	0÷+100
Divisione	1/1
Lunghezza gambo (mm)	300

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)	Lunghezza gambo (mm)
02.3810.57	TERMOMETRI	0÷+100	100
02.3840.75	TERMOMETRI	0÷+250	300
02.3800.75	TERMOMETRI	0÷+50	300
02.3810.75	TERMOMETRI	0÷+100	300

02.3820.75	TERMOMETRI	0÷+150	300
02.3830.75	TERMOMETRI	0÷+200	300
02.3840.69	TERMOMETRI	0÷+250	200
02.3830.69	TERMOMETRI	0÷+200	200
02.3820.69	TERMOMETRI	0÷+150	200
02.3820.57	TERMOMETRI	0÷+150	100
02.3830.57	TERMOMETRI	0÷+200	100
02.3800.69	TERMOMETRI	0÷+50	200
02.3810.69	TERMOMETRI	0÷+100	200
02.3800.73	TERMOMETRI	0÷+50	250