



# TERMOMETRI

Cod. 02.3840.75

TERMOMETRI INDUSTRIALI LIQUIDO ECOLOGICO 0+250°C GAMBO MM 300

## Descrizione

Termometri industriali a scala larga in vetro bianco semiopaco con graduazione ed iscrizione di colore nero. Chiusura in sughero, rotonda.

Riempimento a liquido ecologico, capillare di misura prismatico, giallo.

Dimensione corpo Ø mm 20, lunghezza mm 235, gambo Ø mm 8.

## Dati Tecnici

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Temperatura (° C)    | 0÷+250 |
| Divisione            | 1/1    |
| Lunghezza gambo (mm) | 300    |

## Varianti

| Codice     | Prodotto   | Temperatura (° C) | Lunghezza gambo (mm) |
|------------|------------|-------------------|----------------------|
| 02.3810.57 | TERMOMETRI | 0÷+100            | 100                  |
| 02.3840.75 | TERMOMETRI | 0÷+250            | 300                  |
| 02.3800.75 | TERMOMETRI | 0÷+50             | 300                  |
| 02.3810.75 | TERMOMETRI | 0÷+100            | 300                  |

|            |            |        |     |
|------------|------------|--------|-----|
| 02.3820.75 | TERMOMETRI | 0÷+150 | 300 |
| 02.3830.75 | TERMOMETRI | 0÷+200 | 300 |
| 02.3840.69 | TERMOMETRI | 0÷+250 | 200 |
| 02.3830.69 | TERMOMETRI | 0÷+200 | 200 |
| 02.3820.69 | TERMOMETRI | 0÷+150 | 200 |
| 02.3820.57 | TERMOMETRI | 0÷+150 | 100 |
| 02.3830.57 | TERMOMETRI | 0÷+200 | 100 |
| 02.3800.69 | TERMOMETRI | 0÷+50  | 200 |
| 02.3810.69 | TERMOMETRI | 0÷+100 | 200 |
| 02.3800.73 | TERMOMETRI | 0÷+50  | 250 |