

# SANI SPONGE ®

Cod. 14.1660.00

SACCHETTI STERILI SANI SPONGE DISIDRATATO MM 114X229 ML 450  
CF 100



## Descrizione

I kit "Sani-Sponge ®" Labplas sono progettati per raccogliere campioni per rilevare la presenza di contaminazioni microbiologiche come Listeria, Salmonella, E. coli e altri agenti patogeni di origine alimentare su quasi tutte le superfici. Questi kit sono ampiamente utilizzati nelle industrie alimentari, settore medico, nella sanità pubblica e cosmetica. Il kit SANI-SPONGE® è comodo, facile da usare e consente di eliminare diversi passaggi che richiedono tempo. Prodotti in conformità ai requisiti HACCP, USDA, ACIA e CFIA.

Caratteristiche principali:

- Tutti i kit sono forniti nelle sacche TWIRL'EM® sterili con sistema di chiusura impermeabile.
- Sterilizzati Gamma.

I kit di campionamento Labplas SANI-SPONGE sono disponibili in due varietà: spugna asciutta o spugna imbevuta.

## Dati Tecnici

Dimensione (mm)	114 X 229
Volume (ml)	450
Modello	con spugna asciutta
Confezione (pezzi)	100

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensione (mm)	Volume (ml)	Modello
--------	----------	-----------------	-------------	---------

---

14.1660.00	SANI SPONGE ®	114 X 229	450	con spugna asciutta
14.7213.99	SANI-SPONGE ® CON BPW	140 X 279	600	con spugna imbevuta di BPW (Buffered Peptone Water)

---