

TAMPONI COTONATI

Cod. 07.4210.00

TAMPONI IN COTONE SPECIALE dim. Mm.150x2,5 cf 3000 stelo in plastica



Descrizione

Tamponi in cotone speciale, non sterili.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	150x2,5
Confezione (pezzi)	3000
Materiale	stelo in plastica
Tipo di terreno	-

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)	Materiale
07.4210.00	TAMPONI COTONATI	150x2,5	stelo in plastica
07.4220.00	TAMPONI COTONATI	-	stelo in metallo
07.4230.00	TAMPONI COTONATI	-	stelo in plastica