

TAMPONI COTONATI

Cod. 07.4220.00

TAMPONI IN COTONE SPECIALE cf 3000 stelo in metallo



Descrizione

Tamponi non sterili in cotone speciale con stelo in metallo.

Confezione da 3000 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	-
Confezione (pezzi)	3000
Materiale	stelo in metallo
Tipo di terreno	-

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)	Materiale
07.4210.00	TAMPONI COTONATI	150x2,5	stelo in plastica
07.4220.00	TAMPONI COTONATI	-	stelo in metallo
07.4230.00	TAMPONI COTONATI	-	stelo in plastica