

# TAMPONI COTONATI

Cod. 07.4230.00

TAMPONI IN RAYON cf 3000 spelo in plastica



## Descrizione

Tamponi non sterili in rayon con stelo in plastica.

Confezione da 3000 pezzi.

## Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	-
Materiale	stelo in plastica
Tipo di terreno	-
Confezione (pezzi)	3000

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (mm)	Materiale
07.4210.00	TAMPONI COTONATI	150x2,5	stelo in plastica
07.4220.00	TAMPONI COTONATI	-	stelo in metallo
07.4230.00	TAMPONI COTONATI	-	stelo in plastica