

# PUNTALI A CANNUCCIA

Cod. 07.4077.80

Puntali a cannuccia Bag Tips Regular lungh. mm. 190



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Sterili.
- A cannuccia.

## Dati Tecnici

|                    |      |
|--------------------|------|
| Lunghezza (mm)     | 190  |
| Confezione (pezzi) | 1000 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto            | Lunghezza (mm) |
|------------|---------------------|----------------|
| 07.4077.80 | PUNTALI A CANNUCCIA | 190            |
| 14.7044.99 | PUNTALI A CANNUCCIA | 240            |