



SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE

Cod. 07.4090.00

Sacchetti per sterilizzazione massimo 181°C, PA/PE dim.mm. 300x660 cf 1000

Descrizione

Caratteristiche principali:

Per sterilizzazione a vapore resistenti ad alte temperature in materiale plastico (Polyamide/Polietilene).

Dati Tecnici

Sterilizzazione	max 181° C
Materiale	PA/PE
Spessore (µm)	85 µm
Dimensione (mm)	300x660
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Sterilizzazione	Materiale	Spessore (µm)	Dimensione (mm)	Confezione (pezzi)
07.4080.00	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	max 134° C	polipropilene	40 µm	300x660	1000

07.4083.00	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	max 134° C	polipropilene	40 µm	400x650	1000
07.4085.00	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	max 134° C	polipropilene	40 µm	600x760	500
07.4090.00	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	max 181° C	PA/PE	85 µm	300x660	1000
07.4095.00	SACCHETTI PER STERILIZZAZIONE	max 181° C	PA/PE	85 µm	600x760	500
