

# BICCHIERE FORMA ALTA



Cod. 01.0040.93

Bicchiera cilindrico forma alta con becco vetro graduato borosilicato ml 3000

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Con graduazione e becco per un facile travaso.
- Vetro perfettamente trasparente.
- Temperatura massima di utilizzo 500°C.
- Elevata resistenza chimica.
- Prodotti secondo gli standard ISO 3819, DIN 12 331.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	3000
Dimensioni (ØxH mm)	135x280
Vetro	borosilicato
Forma	alta con becco

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.0040.45	BICCHIERE FORMA ALTA	50	38x70

---

01.0040.57	BICCHIERE FORMA ALTA	100	48x80
01.0040.73	BICCHIERE FORMA ALTA	250	60x120
01.0040.77	BICCHIERE FORMA ALTA	400	70x130
01.0040.80	BICCHIERE FORMA ALTA	600	80x150
01.0040.84	BICCHIERE FORMA ALTA	800	90x175
01.0040.88	BICCHIERE FORMA ALTA	1000	95x180
01.0040.90	BICCHIERE FORMA ALTA	2000	120x240
01.0040.93	BICCHIERE FORMA ALTA	3000	135x280
01.0040.64	BICCHIERE FORMA ALTA	150	54x95

---