

MARIOTTE

Cod. 01.0135.95

Bottiglia Mariotte con tubolatura inferiore in vetro borosilicato ml 5000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Tubolatura inferiore con cono normalizzato NS 24/29 (ml 5000) e NS 29/32 (ml 10000).
- Le bottiglie vengono fornite **senza** tappo e **senza** rubinetto.
- Rubinetto per Mariotte da ml 5000: 01.3585.12
- Rubinetto per Mariotte da ml 10000 : 01.3590.12

Dati Tecnici

Capacità (l)

5

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (l)
01.0135.95	MARIOTTE	5
01.0135.97	MARIOTTE	10