


# MARIOTTE

Cod. 01.0135.97

Bottiglia Mariotte con tubolatura inferiore in vetro borosilicato ml 10000



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Tubolatura inferiore con cono normalizzato NS 24/29 (ml 5000) e NS 29/32 (ml 10000).
- Le bottiglie vengono fornite **senza** tappo e **senza** rubinetto.
- Rubinetto per Mariotte da ml 5000: 01.3585.12
- Rubinetto per Mariotte da ml 10000 : 01.3590.12

## Dati Tecnici

Capacità (l) 10

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (l)
01.0135.95	MARIOTTE	5
01.0135.97	MARIOTTE	10