

BOTTIGLIA ISO

Cod. 01.0172.98



Flacone autoclavabile vetro borosilicato ISO 45 con tappo a vite blu ml 20000

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Graduato, con spazio bianco per scrittura.
- Viene fornito completo di tappo a vite ed anello salvagoccia in PP.
- Il tappo è resistente al calore fino a 140°C.
- Prodotto secondo gli standard ISO 4796-1, TP 1270.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	20000
Dimensioni (ØxH mm)	288 x 505
Filettatura (GL)	45

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.0172.57	BOTTIGLIA ISO	100	56 x 105
01.0172.73	BOTTIGLIA ISO	250	70 x 143
01.0172.79	BOTTIGLIA ISO	500	86 x 182
01.0172.88	BOTTIGLIA ISO	1000	101 x 203

01.0172.90	BOTTIGLIA ISO	2000	136 x 260
01.0172.95	BOTTIGLIA ISO	5000	186 x 355
01.0172.97	BOTTIGLIA ISO	10000	234 x 435
01.0172.98	BOTTIGLIA ISO	20000	288 x 505