

CILINDRO CON RAPP.TARATURA

Cod. 01.0505.17

Cilindro in vetro borosilicato classe A ml 10



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Graduato.
- In vetro borosilicato.
- Classe A.
- Base esagonale.
- Con becco.
- Graduazione colore blu.
- Rapporto di taratura e numero di lotto (batch certificate) secondo la norma DIN-ISO 4788.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Divisione (ml)	0,2
Tolleranza (ml)	± 0,10
Altezza totale (mm)	135

Varianti

Codice	Prodotto	Altezza totale (mm)	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Tolleranza (ml)
--------	----------	---------------------	---------------	----------------	-----------------

01.0505.17	CILINDRO RAPP.TARATURA	CON	10	0,2	± 0,10	135
01.0505.32	CILINDRO RAPP.TARATURA	CON	160	25	0,5	± 0,25
01.0505.45	CILINDRO RAPP.TARATURA	CON	195	50	1	± 0,50
01.0505.57	CILINDRO RAPP.TARATURA	CON	240	100	1	± 0,50
01.0505.73	CILINDRO RAPP.TARATURA	CON	320	250	2	± 1,00
01.0505.79	CILINDRO RAPP.TARATURA	CON	380	500	5	± 2,50
01.0505.88	CILINDRO RAPP.TARATURA	CON	465	1000	10	± 5,0
01.0505.90	CILINDRO RAPP.TARATURA	CON	565	2000	20	± 10,0