

# CILINDRO CON RAPP.TARATURA

Cod. 01.0505.90

Cilindro graduato borosilicato classe A ml 2000



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Graduato.
- In vetro borosilicato.
- Classe A.
- Base esagonale.
- Con becco.
- Graduazione colore blu.
- Rapporto di taratura e numero di lotto (batch certificate) secondo la norma DIN-ISO 4788.

## Dati Tecnici

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Altezza totale (mm) | 565    |
| Capacità (ml)       | 2000   |
| Divisione (ml)      | 20     |
| Tolleranza (ml)     | ± 10,0 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                      | Altezza totale (mm) | Capacità (ml) | Divisione (ml) | Tolleranza (ml) |
|------------|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 01.0505.17 | CILINDRO CON<br>RAPP.TARATURA | 10                  | 0,2           | ± 0,10         | 135             |

|            |                           |     |     |      |     |        |
|------------|---------------------------|-----|-----|------|-----|--------|
| 01.0505.32 | CILINDRO<br>RAPP.TARATURA | CON | 160 | 25   | 0,5 | ± 0,25 |
| 01.0505.45 | CILINDRO<br>RAPP.TARATURA | CON | 195 | 50   | 1   | ± 0,50 |
| 01.0505.57 | CILINDRO<br>RAPP.TARATURA | CON | 240 | 100  | 1   | ± 0,50 |
| 01.0505.73 | CILINDRO<br>RAPP.TARATURA | CON | 320 | 250  | 2   | ± 1,00 |
| 01.0505.79 | CILINDRO<br>RAPP.TARATURA | CON | 380 | 500  | 5   | ± 2,50 |
| 01.0505.88 | CILINDRO<br>RAPP.TARATURA | CON | 465 | 1000 | 10  | ± 5,0  |
| 01.0505.90 | CILINDRO<br>RAPP.TARATURA | CON | 565 | 2000 | 20  | ± 10,0 |