

CILINDRO VETRO FORMA BASSA

Cod. 01.0580.88

Cilindro graduato vetro borosilicato forma bassa ml 1000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Forma bassa
- Con becco
- Vetro borosilicato
- Classe B
- Base esagonale
- Colore graduazione marrone

Dati Tecnici

Altezza totale (mm)	340
Capacità (ml)	1000
Divisione (ml)	20
Tolleranza (ml)	± 20,0

Varianti

Codice	Prodotto	Altezza totale (mm)	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Tolleranza (ml)
01.0580.57	CILINDRO VETRO FORMA BASSA	100	2	± 2	170

01.0580.73	CILINDRO FORMA BASSA	VETRO	235	250	5	± 5,00
01.0580.79	CILINDRO FORMA BASSA	VETRO	280	500	10	± 10,0
01.0580.88	CILINDRO FORMA BASSA	VETRO	340	1000	20	± 20,0