



CILINDRO PER ALCOLOMETRO

Cod. 01.0590.40

Cilindro senza becco per alcolometro, diam.mm. 36x350

Descrizione

Caratteristiche:

- **Non graduati**, senza becco.
- In vetro borosilicato con base esagonale.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)

36 x 350

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)
01.0590.40	CILINDRO PER ALCOLOMETRO	36 x 350
01.0590.41	CILINDRO PER ALCOLOMETRO	40 x 400
01.0590.45	CILINDRO PER ALCOLOMETRO	50 x 500