

CILINDRO PER ALCOLOMETRO

Cod. 01.0590.41

Cilindro senza becco per alcolometro, diam.mm. 40X400



Descrizione

Caratteristiche:

- **Non graduati**, senza becco.
- In vetro borosilicato con base esagonale.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)

40 x 400

Varianti

| Codice | Prodotto | Dimensioni (ØxH mm) |
|------------|--------------------------|---------------------|
| 01.0590.40 | CILINDRO PER ALCOLOMETRO | 36 x 350 |
| 01.0590.41 | CILINDRO PER ALCOLOMETRO | 40 x 400 |
| 01.0590.45 | CILINDRO PER ALCOLOMETRO | 50 x 500 |