

# CILINDRO PER ALCOLOMETRO

Cod. 01.0590.45

Cilindro senza becco per alcolometro, diam.mm. 50X500



## Descrizione

Caratteristiche:

- **Non graduati**, senza becco.
- In vetro borosilicato con base esagonale.

## Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)

50 x 500

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)
01.0590.40	CILINDRO PER ALCOLOMETRO	36 x 350
01.0590.41	CILINDRO PER ALCOLOMETRO	40 x 400
01.0590.45	CILINDRO PER ALCOLOMETRO	50 x 500