



COLONNE PER CROMATOGRAFIA

Cod. 01.0620.32

Colonna per cromatografica Øxh. mm 25X400 (utile) modello semplice vetro borosilicato

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	25 x 400
Setto poroso	no

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Setto poroso
01.0620.17	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	10 x 200	no
01.0620.27	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 300	no
01.0620.32	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	25 x 400	no
01.0620.38	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	30 x 500	no
01.0625.17	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	10 x 200	si
01.0625.16	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	10 x 300	si
01.0625.27	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 300	si
01.0625.33	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 400	si
01.0625.32	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	25 x 400	si

01.0625.38	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	30 x 500	si
------------	---------------------------	----------	----