

COLONNE PER CROMATOGRAFIA

Cod. 01.0635.27

Colonna per cromatografica Øxh. mm 20X300 (utile) rubinetto maschio PTFE e setto P2 vetro borosilicato



Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	20 x 300
Setto poroso	si

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Setto poroso
01.0630.17	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	10 x 200	no
01.0630.27	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 300	no
01.0630.32	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	25 x 400	no
01.0635.17	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	10 x 200	si
01.0635.27	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 300	si
01.0635.32	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	25 x 400	si
01.0635.33	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 400	si
01.0635.38	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	30 x 500	si
01.0630.33	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 400	no

01.0630.77	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	30 x 400	no
------------	---------------------------	----------	----