

COLONNE PER CROMATOGRAFIA

Cod. 01.0645.27

Colonna per cromatografica Øxh. mm 20X300 (utile) rubinetto maschio PTFE cono f.ns 19/26 e setto poroso vetro borosilicato



Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	20 x 300
Setto poroso	si
Cono femmina superiore (NS)	19/26

Varianti

Codice	Prodotto		Dimensioni (ØxH mm)	Setto poroso	Cono femmina superiore (NS)
01.0640.17	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	10 x 200	no	14/23
01.0640.27	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	20 x 300	no	19/26
01.0640.32	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	25 x 400	no	24/29
01.0645.17	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	10 x 200	si	14/23
01.0645.27	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	20 x 300	si	19/26

01.0645.32	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	25 x 400	si	24/29
01.0640.33	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	20 x 400	no	19/26
01.0640.75	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	30 x 300	no	29/32
01.0640.77	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	30 x 400	no	34/35
01.0645.33	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	20 x 400	si	19/26
01.0645.77	COLONNE CROMATOGRAFIA	PER	30 x 400	si	29/32