


GORGOGLIATORI

Cod. 01.0903.05

GORGOGLIATORI PER PRELEV. CAMPIONI MOD.TUBO PESCANTE CON SETTO POROSO



Descrizione

Assorbitori a gorgogliamento in vetro borosilicato per prelevamento campioni atmosferici inquinanti mediante soluzioni assorbenti a norma DPR 322 del 15.04.1971(Modelli A-B-C).

Assorbitori a gorgogliamento in vetro borosilicato per prelevamento campioni atmosferici inquinanti mediante soluzioni assorbenti secondo DPCM 28.03.1983.

Aggiornamento metodi campionamento analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del DPR 24.05.1988 n°203 (Modelli D-E-F).

Dati Tecnici

Modello	A - tubo pescante con setto poroso
---------	------------------------------------

Varianti

Codice	Prodotto	Modello
01.0903.05	GORGOGLIATORI	A - tubo pescante con setto poroso
01.0903.07	GORGOGLIATORI	B - tubo pescante senza setto poroso
01.0903.09	GORGOGLIATORI	C - tubo pescante con candela filtrante
01.0904.05	GORGOGLIATORI	D - Piastra filtrante diam. 30 NS 40/38
01.0904.07	GORGOGLIATORI	E - bolla centrale ml 100, con candela
01.0904.09	GORGOGLIATORI	F - graduato, NS 24/29

