

MATRACCIO TARATO

Cod. 01.1175.33

Matraccio tarato vetro borosilicato classe A DIN-ISO 1042 ml 100 con tappo cono 14/23



Descrizione

Matracci tarati classe A in vetro borosilicato secondo DIN-ISO 1042.

- Tappo in polipropilene con cono NS.
- Classe A.
- Stampa in colore blu.
- Segno di taratura inciso.
- Rapporto di taratura e numero di lotto (batch certificate).

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Cono (NS)	14,5/23

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
01.1170.11	MATRACCIO TARATO	5	10/19
01.1170.17	MATRACCIO TARATO	10	10/19
01.1170.27	MATRACCIO TARATO	20	10/19
01.1170.32	MATRACCIO TARATO	25	10/19

01.1170.45	MATRACCIO TARATO	50	12,5/21
01.1175.57	MATRACCIO TARATO	100	12,5/21
01.1175.33	MATRACCIO TARATO	100	14,5/23
01.1175.69	MATRACCIO TARATO	200	14,5/23
01.1175.73	MATRACCIO TARATO	250	14,5/23
01.1175.79	MATRACCIO TARATO	500	18,8/26
01.1175.88	MATRACCIO TARATO	1000	24/29
01.1175.90	MATRACCIO TARATO	2000	29,2/32
