



MATRACCI DI KOHLRAUSCH

Cod. 01.1230.57

Matraccio di KOHLRAUSCH in vetro borosilicato ml 100

Descrizione

Caratteristiche:

- Per l'analisi dello zucchero secondo Kohlrausch
- in vetro borosilicato

Dati Tecnici

| Capacità (ml) | 100 |
|-----------------|-------|
| Tolleranza (ml) | ± 0,2 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità (ml) | Tolleranza (ml) |
|------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 01.1230.57 | MATRACCI DI KOHLRAUSCH | 100 | ± 0,2 |
| 01.1230.69 | MATRACCI DI KOHLRAUSCH | 200 | ± 0,3 |