



MATRACCI DI KOHLRAUSCH

Cod. 01.1230.57

Matraccio di KOHLRAUSCH in vetro borosilicato ml 100

Descrizione

Caratteristiche:

- Per l'analisi dello zucchero secondo Kohlrausch
- in vetro borosilicato

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Tolleranza (ml)	± 0,2

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Tolleranza (ml)
01.1230.57	MATRACCI DI KOHLRAUSCH	100	± 0,2
01.1230.69	MATRACCI DI KOHLRAUSCH	200	± 0,3