

MORTAIO IN VETRO

Cod. 01.1270.61



Mortaio in vetro con pestello interno liscio Ø esterno x H mm 120x90

Descrizione

Caratteristiche:

- In vetro incolore molto resistente
- completi di pestello interno liscio.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	-
Dimensioni (Ø esterno x H mm)	120x90
Diametro interno (mm)	70

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø esterno x H mm)	Diametro interno (mm)
01.1270.57	MORTAIO IN VETRO	100x75	60
01.1270.64	MORTAIO IN VETRO	150x110	85
01.1270.61	MORTAIO IN VETRO	120x90	70