


PALLONI ml 1000

Cod. 01.1550.88

Pallone per evaporatore, fondo tondo, ml 1000 GS 35/20, vetro borosilicato



Descrizione

Palloni per evaporatori rotanti in vetro borosilicato Pyrex® o Duran® ad elevata resistenza termica e fisica.

Forma sferica con raccordo a perfetta tenuta anche in condizioni di sottovuoto.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Cono (NS)	35/20
Dimensioni (H mm)	131

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (H mm)
01.1550.57	PALLONI ml 100	100	
01.1550.73	PALLONI ml 250	250	85
01.1550.79	PALLONI ml 500	500	105
01.1550.88	PALLONI ml 1000	1000	131
01.1550.90	PALLONI ml 2000	2000	166

