

PALLONI ml 2000

Cod. 01.1565.90

PALLONI VETRO PYREX/DURAN, ML 2000, CENTR. NS 29/32, LAT.ANG. NS 14/23



Descrizione

Palloni con fondo sferico in vetro borosilicato Pyrex® o Duran® resistente agli sbalzi termici e agli agenti aggressivi, con 2 colli con cono smerigliato secondo le norme ISO.

Il collo laterale è angolato e il suo asse incontra l'asse del collo centrale sul fondo del pallone.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Cono (NS)	29/32
Cono NS laterale (1)	14/23
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	166 x 225

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono NS laterale (1)	Dimensioni (Ø corpo x H mm)
01.1560.57	PALLONI ml 100	100	14/23	64 x 115
01.1560.73	PALLONI ml 250	250	14/23	85 x 135
01.1560.79	PALLONI ml 500	500	14/23	105 x 153
01.1560.88	PALLONI ml 1000	1000	14/23	131 x 183

01.1565.88	PALLONI ml 1000	1000	29/32	131 x 183
01.1565.90	PALLONI ml 2000	2000	14/23	166 x 225
01.1570.90	PALLONI ml 2000	2000	29/32	166 x 225
01.1575.93	PALLONI ml 3000	3000	29/32	185 x 240