

PALLONI ml 1000

Cod. 01.1590.88

PALLONE VETRO PYREX/DURAN, ML 1000, CENTR.29/32, 2 LAT. ANGOLATI 14/23



Descrizione

Palloni con sfondo sferico in vetro borosilicato Pyrex® o Duran® resistente agli sbalzi termici e agli agenti aggressivi, con 3 colli con cono smerigliato secondo le norme ISO.

I colli laterali sono angolati e il loro asse incontra l'asse del collo centrale sul fondo del pallone.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Cono (NS)	29/32
Coni NS laterali (2)	14/23-14/23
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	131 x 183

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Coni NS laterali (2)	Dimensioni (Ø corpo x H mm)
01.1580.73	PALLONI ml 250	250	14/23-14/23	85 x 135
01.1585.73	PALLONI ml 250	250	29/32-29/32	85 x 135
01.1585.79	PALLONI ml 500	500	14/23-14/23	105 x 153
01.1590.79	PALLONI ml 500	500	29/32-29/32	105 x 153

01.1590.88	PALLONI ml 1000	1000	14/23-14/23	131 x 183
01.1595.90	PALLONI ml 2000	2000	29/32-29/32	166 x 205
01.1595.93	PALLONI ml 3000	3000	29/32-29/32	185 x 240
