


APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE DELL'AZOTO SECONDO KJELDHAL



Cod. 01.5480.00

Apparecchio per la determinazione dell'azoto secondo metodo
KJELDHAL(solo vetro)

Descrizione

L'apparecchio viene fornito della sola vetreria con connessioni a giunti sferici.

Solo parte in vetro:

- Ponte di raccordo con imbuto di carico con rubinetto maschio PTFE, bolla paraspruzzi con punte Vigreux GS 35/20.
- Refrigerante a serpentino, mantello mm 300, GS F35/20, GS M18/9.
- Bolla di gorgogliamento GS 18/9.
- Beuta vetro ml 250.
- Pallone ml 800.

Accessori non compresi nella fornitura:

- Pinzeria e sostegno.

Dati Tecnici