



# APPARECCHIO DI IDROLISI E ASSORBIMENTO PER DETERMINARE RESIDUI "DITIOCARBAMMATI"

Cod. 01.5640.00

Apparecchio ditiocarbammati(solo vetro)

## Descrizione

Apparecchio di idrolisi e di assorbimento per la determinazione dei residui di DITIOCARBAMMATI in vetro borosilicato.

L'apparecchio è composto dalle seguenti parti in vetro :

- Pallone ml 500 tre coni 29/32.
- Tubo vetro per introduzione aria.
- Imbuto separatore ml 100 con rubinetto PTFE 29/32.
- Refrigerante ad acqua.
- Assorbitore completo di sfere.
- Assorbitore con rubinetto completo di sfere.
- Raccordo a ponte due GS 18/9.
- Raccordo piegato 90° GS 18/9.

## Dati Tecnici