


APPARECCHIO PER ESTRAZIONE TENSIOATTIVI

Cod. 01.5400.00

Apparecchio di estrazione per tensioattivi (solo vetro)



Descrizione

Apparecchio per estrazione tensioattivi in vetro borosilicato, composto da:

- Bottiglia per lavaggio gas secondo Drechsel ml 250 con pescante con setto poroso.
- Raccordo con due GS 18/9.
- Colonna di strippaggio diam.mm.60 setto poroso PI.
- Raccordo piegato cono maschio NS 29/32.
- Rubinetto a tre vie.

Solo parte in vetro.

Dati Tecnici