


APPARECCHIO PER LA DISTILLAZIONE DEI CIANURI

Cod. 01.5560.00

Apparecchio per la distillazione dei cianuri con pallone ml 500



Descrizione

Apparecchio per la distillazione dei cianuri in vetro borosilicato.

Disegnato per convertire cianuri semplici o complessi in HCN ed isolare il cianuro prima di effettuare analisi colorimetriche.

Il metodo è applicabile alle acque di scarico, superficiali e sotterranee ed è utilizzabile per concentrazioni di cianuri superiori a 1 mg/l.

L'apparecchio è composto dalle seguenti parti in vetro:

- Beuta di Claisen da 500 ml con raccordo NS 29/32.
- Refrigerante di Allihn.
- Tubo di connessione.
- Tubo a gomito.
- Bottiglia lavaggio gas con spirale da 270 ml.
- Rubinetto.
- Beuta da vuoto.

Dati Tecnici