

F205

Cod. 22.0480.27

Agitatore planetario modello F205



Descrizione

Agitatore rotante per provette idoneo per miscelazione sia per moto "a capovolgimento" che per moto "rotolamento" di tubi di vario formato.

- Strumento ideale per l'utilizzo in laboratori per protocolli preparativi.
- Idoneo all'uso con incubatori, anche refrigerati.
- Agitatore rotante per provette ad angolo di rotazione regolabile.
- Controllo digitale della velocità.
- Timer digitale 999 min.

I piatti rotanti devono essere ordinati separatamente.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	2÷40
Timer (min)	fino a 999
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	200x270x240
Peso (kg)	3,2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220 / 50-60 / -

Accessori/Correlati

23.0220.27	603.0129.41 Piatto rotante per F 205 Digitale con clips per 48 provette da 1,5 ml (Ø da 10 a 14 mm)
23.0222.27	603.0129.42 Piatto rotante per F 205 Digitale con clips per 12 provette da 50 ml
23.0224.27	603.0129.43 Piatto rotante per F 205 Digitale con clips per 20 provette con un Ø da 15 a 20 mm
