

MF1

Cod. 10.1150.00

Box veleni modello MF1



Descrizione

Armadietti di sicurezza con volumi interni di 35 o 77 litri.

- Costruiti interamente in acciaio decapato ed elettrozincato con verniciatura a polveri epossidiche antiacido applicate elettrostaticamente con successivo passaggio in galleria termica a 200° C.
- Chiusura a chiave.
- Due ripiani estraibili regolabili in acciaio verniciato spessore 10/10 mm.
- Cartello di segnalazione di prodotti pericolosi, tossici e veleni.

Dati Tecnici

Volume interno (l)	35
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	470x200x505
Peso (kg)	16

Varianti

Codice	Prodotto	Volume interno (l)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)
10.1150.00	MF1	35	470x200x505	16

10.1155.00

MF3

77

500x350x600

11
