

WLC 30/F1/K

Cod. 22.0091.95

Bilichetto 30 kg, precisione 0,5 g, RADWAG modello WLC 30/F1/K



Descrizione

Le bilance della serie WLC sono progettate per una veloce e precisa determinazione della pesata sia in laboratorio che in ambienti industriali. Inoltre possono essere utilizzate anche in aree senza accesso alla rete elettrica in quanto dotate di batterie ricaricabili che permettono un'autonomia fino a 45 h.

Il piatto di pesata in acciaio inossidabile di 300x300 mm, un display LCD retroilluminato, che può essere allontanato, e una porta RS 232 completano la dotazione di serie.

La calibrazione è esterna.

Le bilance sono predisposte per eseguire pesate sospese sotto bilancia per tutti quei campioni di forma irregolare e/o a carica magnetica rilevante.

Principali funzioni:

- conteggio pezzi;
- misura in newton;
- peso percentuale;
- peso di riferimento con limite superiore ed inferiore;
- peso di animali.

Dati Tecnici

Portata (kg)	30
Precisione (g)	0,5
Sensibilità (g)	-

Dimensione piatto (LxP mm)	300 x 300
Ripetibilità (g)	1,5
Linearità (g)	±1,5
Dimensione (LxPxH mm)	310 x 368 x 112
Peso (kg)	-
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	120-230 / -- / --
Calibrazione	esterna

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (kg)	Precisione (g)	Dimensione piatto (LxP mm)	Ripetibilità (g)	Linearità (g)	Dimensione (LxPxH mm)	Alimentazione/ Consumo (V/Hz/W)
22.0089.95	WLC 6/F1/K	6	0,1	300 x 300	0,3	±0,3	310 x 368 x 112	120-230 / 50 / -
22.0181.95	WLC 12/F1/K	12	0,2	300 x 300	0,6	±0,6	310 x 368 x 112	120-230 / -- / --
22.0091.95	WLC 30/F1/K	30	0,5	300 x 300	1,5	±1,5	310 x 368 x 112	120-230 / -- / --
22.0093.95	WLC 60/C2/K	60	1	400 x 500	3	±3	393 x 519 x 112	120-230 / -- / --
22.0185.95	WLC 120/C2/K	120	2	400 x 500	6	±6	393 x 519 x 112	120-230 / -- / --