

R 1342

Cod. 23.0045.82

Asta di agitazione elicoidale a 4 pale, modello standard.



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Aspirazione del prodotto da miscelare dall'alto in basso.
- Presenza localizzata di forze di taglio.
- Genera un flusso assiale nel recipiente. Impiego a velocità medie ed alte.
- Diametro agitatore (mm): 50.
- diametro albero (mm): 8.
- Lunghezza albero (mm): 350.
- Velocità massima (rpm): 2000.

Dati Tecnici