



Cod. 23.0045.88

Asta di agitazione inox a pale flottanti



## **Descrizione**

## Caratteristiche:

- In grado di generare un flusso radiale nel contenitore, dall'alto verso il basso.
- Particolarmente indicata per l'agitazione in contenitori a collo stretto, ad es. fiaschi.
- Ø girante 93 mm
- Ø asta 7 mm
- Lunghezza dell'asta 400 mm
- gamma di velocità:M-H
- gamma di viscosità:VL-L

## **Dati Tecnici**