

A00001304

Cod. 23.0045.88

Asta di agitazione inox a pale flottanti



Descrizione

Caratteristiche:

- In grado di generare un flusso radiale nel contenitore, dall'alto verso il basso.
- Particolarmente indicata per l'agitazione in contenitori a collo stretto, ad es. fiaschi.
- Ø girante 93 mm
- Ø asta 7 mm
- Lunghezza dell'asta 400 mm
- gamma di velocità: M-H
- gamma di viscosità: VL-L

Dati Tecnici