

R 1345

Cod. 23.0047.82

Asta di agitazione elicoidale a 4 pale, modello standard



Descrizione

Asta di agitazione elicoidale a 4 pale, modello standard. Aspirazione del prodotto da miscelare dall'alto verso il basso. Presenza localizzata di forze di taglio. Genera un flusso assiale nel recipiente. Impiego a velocità medie ed alte. Diametro agitatore (mm): 100; diametro albero (mm): 8; lunghezza albero (mm): 550; velocità massima (rpm): 800.

Dati Tecnici