

A00001306

Cod. 23.0047.88

Asta di agitazione inox a pala fissa



Descrizione

Caratteristiche:

- In grado di generare un flusso radiale nel contenitore, dall'alto verso il basso.
- Solitamente usato a velocità medio-alta per vortici di solidi leggeri, per flocculazioni, miscelazione di addensanti, agitazione di fanghi, ecc.
- Ø girante 50 mm
- Ø asta 7 mm
- lunghezza dell'asta 400 mm
- gamma di velocità M-H
- gamma di viscosità VL-L-M

Dati Tecnici