

R 2302

Cod. 23.0049.82

Asta si agitazione elicoidale a 4 pale, modello standard.



Descrizione

Asta si agitazione elicoidale a 4 pale, modello standard. Aspirazione del prodotto da miscelare dall' alto verso il basso. Presenza localizzata di forze di taglio. Genera un flusso assiale nel recipiente. Impiego a velocità medie ed alte. Diametro agitatore (mm): 150; diametro albero (mm): 13; lunghezza albero (mm): 800; velocità massima (rpm): 600.

Dati Tecnici