

R 1382

Cod. 23.0051.82

Asta di agitazione elicoidale a 3 pale, forma aerodinamica.



Descrizione

Asta di agitazione elicoidale a 3 pale, forma aerodinamica. Aspirazione del prodotto da miscelare dall'alto e dal basso. Ridotte forze di taglio. Impiego a velocità medie ed alte. Diametro agitatore (mm): 55; diametro albero (mm): 8; lunghezza albero (mm): 350; velocità massima (rpm): 2000.

Dati Tecnici