

R 1385

Cod. 23.0052.82

Asta di agitazione elicoidale a 3 pale, forma aerodinamica.



Descrizione

Asta di agitazione elicoidale a 3 pale, forma aerodinamica. Aspirazione del prodotto da miscelare dall'alto e dal basso. Ridotte forze di taglio. Impiego a velocità medie ed alte. Diametro agitatore (mm): 140; diametro albero (mm): 10; lunghezza albero (mm): 550; velocità massima (rpm): 800.

Dati Tecnici