

R 1388

Cod. 23.0053.82

Asta di agitazione elicoidale a 3 pale, forma aerodinamica.



Descrizione

Asta di agitazione elicoidale a 3 pale, forma aerodinamica. Aspirazione del prodotto da miscelare dall'alto e dal basso. Ridotte forze di taglio. Impiego a velocità medie ed alte. Diametro agitatore (mm): 140; diametro albero (mm): 10; lunghezza albero (mm): 800; velocità massima (rpm): 400.

Dati Tecnici