

R 1352

Cod. 23.0064.82

Asta di agitazione centrifuga, 2 pale che si aprono con l'aumentare della velocità.



Descrizione

Asta di agitazione centrifuga, 2 pale che si aprono con l'aumentare della velocità. Per l'agitazione in recipienti panciuti a collo stretto. L'effetto ottenuto è simile a quello prodotto dall'asta di agitazione elicoidale a 4 pale. Impiego a velocità medie ed alte. Diametro agitatore (mm): 15÷60; diametro albero (mm): 8; lunghezza albero (mm): 350; velocità massima (rpm): 2000.

Dati Tecnici