

R 1355

Cod. 23.0065.82

Asta di agitazione centrifuga, a 2 pale che si aprono con l'aumentare della velocità



Descrizione

Asta di agitazione centrifuga, a 2 pale che si aprono con l'aumentare della velocità. Per l'agitazione in recipienti panciuti a collo stretto. L'effetto ottenuto è simile a quello prodotto dall'asta di agitazione elicoidale a 4 pale. Impiego a velocità medie ed alte. Diametro agitatore (mm): 24÷100; diametro albero (mm): 8; lunghezza albero (mm): 550; velocità massima (rpm): 800.

Dati Tecnici