

R 1331

Cod. 23.0071.82

Asta di agitazione ad ancora.



Descrizione

Asta di agitazione ad ancora. Flusso tangenziale, elevata velocità di taglio nell'area periferica, ridotti depositi sulla parete del recipiente. Reazioni polimeriche, ripartizione omogenea di elevate concentrazioni minerali nei liquidi. Asta di agitazione ideale per fluidi a media e alta viscosità. Impiego a bassa velocità. Diametro agitatore (mm): 90; diametro albero (mm): 8; lunghezza albero (mm): 350; velocità massima (rpm): 1000.

Dati Tecnici